



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MASÁŽNÍ PISTOLE AERIUM Relax - 4 nástavce

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: vestavěná baterie 8,4V
- Nabíjení: DC 5V
- Počet nástavců: 4
- Věk: 18+

SERVIS

1. Zařízení se zapne stisknutím vypínače. Chcete-li zařízení vypnout, podržte toto tlačítko.
2. Tlačítko "Run" vám umožní změnit vibrační frekvenci.
3. Chcete-li nástavec sejmut, silou ho vytáhněte. Chcete-li nástavec nasadit, zatlačte jej dostatečnou silou.
4. Při nabíjení zařízení jej připojte k 5V napájecímu adaptéru.
5. Před prvním použitím nabíjejte produkt po dobu 3 hodin.
6. Během nabíjení budou kontrolky blikat a po dokončení nabíjení budou kontrolky svítit trvale. Během provozu budou kontrolky indikovat rychlostní stupeň, na kterém je zařízení v provozu.

POUŽITÍ

Přístroj je určen pro masáže, uvolnění napjatých svalů, bolesti svalů a kloubů. Masáž lze provádět prakticky na jakékoli části těla kromě hlavy, páteře, hřbetu rukou a nohou.

INDIKACE	KONTRAINDIKACE
Svalové bolesti a křeče, stimulace prokrvení svalů, stimulace svalové regenerace, snížení množství kyseliny mléčné ve svalech Zvýšená pohyblivost kloubů	Modřiny, aneuryzmata, otevřené rány Použití léků na zahušťování krve Těhotenství Rakovina Srdeční onemocnění, používání kardiostimulátorů

Účel hlav:



U – svaly podél páteře a Achillovy šlachy



kulatá – univerzální použití na celé tělo



Plochá – záda, stehna, hýždě
Poskytuje mírný tlak



Přesná – umožňuje přesnou práci a důkladnou masáž

Pravidla pro používání vibračního masážního přístroje:

- Nemasírujte jednu svalovou skupinu déle než 1-2 minuty. Masáže provádějte v sériích.
- Nástavec by měl být zvolen vhodně pro masírovanou část těla.
- Masáž by měla být prováděna podél svalů, shora dolů.
- Nepřikládejte masážní přístroj na kosti.
- Masáž by měla probíhat rovnoměrným pohybem. Pokud narazíte na místo, které obzvláště vyžaduje masáž, můžete mu věnovat mírně delší čas.
- Během masáže se uvolněte a zhluboka dýchejte.

VAROVÁNÍ

1. Výrobek je určen pouze pro dospělé.
2. Před použitím si prosím pozorně přečtěte informace obsažené v návodu.
3. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
4. Nepřibližujte masážní hlavu ke kostem a jemným částem těla.
5. Přípravek používejte na suchou a čistou pokožku. Nemasírujte přes oblečení.
6. Pokud masáž způsobuje bolest, okamžitě ji ukončete.
7. Používejte pouze správně vybraný nástavec.
8. Příliš dlouhé používání masážního přístroje nebo přílišné stisknutí může způsobit modřiny.
9. Udržujte masážní přístroj v dostatečné vzdálenosti od vlasů, prstů a obličeje.
10. Neblokujte přívod vzduchu ochlazující motor zařízení.
11. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a přístup vody mohou vést k trvalému poškození výrobku.
12. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku. Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
13. Zařízení sami neopravujte ani neupravujte.
14. Tato příručka obsahuje důležité informace, proto si ji uschovejte pro budoucí použití.