



Masážní pistole AERIUM SL-630 - 5 nástavců

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah balení

- Masážní pistole AERIUM
- Sada masážních nástavců (5 kusů)
- Nabíjecí USB kabel
- Uživatelská příručka

Použití

- Zvýšení pohyblivosti svalů
- Rozcvičení před tréninkem
- Relaxace po cvičení
- Masáž namožených svalů
- Zlepšení krevního oběhu
- Snížení bolesti kloubů
- Myofasciální uvolnění
- Relaxace

Technické parametry

- Model: AERIUM SL-630
- Rozměry: 16 cm x 14 cm x 9 cm
- Materiál: ABS
- Ovládací panel: dotykový
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Nabíjecí napětí: 5 V
- Provozní napětí: 7,4 V
- Nabíjení: USB C
- Rychlost otáčení: 1800-3200 za minute

Základní pravidla používání masážní pistole

- Nemasírujte jednu svalovou skupinu déle než 1-2 minuty. Masáže provádějte v sériích.
- Nástavec by měl být zvolen vhodně pro masírovanou část těla.
- Masáž by měla být prováděna podél svalů, shora dolů.
- Nepřikládejte masážní přístroj na kosti.
- Masáž by měla probíhat rovnoměrným pohybem. Pokud narazíte na místo, které obzvláště vyžaduje masáž, můžete mu věnovat mírně delší čas.
- Během masáže se uvolněte a zhluboka dýchejte.

Upozornění

- Výrobek je určen pouze pro dospělé.
- Před použitím si prosím pozorně přečtěte informace obsažené v návodu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Nepřibližujte masážní hlavu ke kostem a jemným částem těla.
- Výrobek používejte na suchou a čistou pokožku. Nemasírujte přes oblečení.
- Pokud masáž způsobuje bolest, okamžitě ji ukončete.
- Používejte pouze vhodný nástavec.
- Příliš dlouhé používání masážního přístroje nebo přílišné stisknutí může způsobit modřiny.
- Udržujte masážní přístroj v dostatečné vzdálenosti od vlasů, prstů a obličeje.
- Neblokujte přívod vzduchu ochlazující motor zařízení.
- Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a přístup vody mohou vést k trvalému poškození výrobku.

- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku. Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Zařízení sami neopravujte ani neupravujte.
- Tato příručka obsahuje důležité informace, proto si ji uschovejte pro budoucí použití.